

Projet	Manuel sel et poivre en acier inoxydable de haute qualité secoueurs
Matériel	Acier inoxydable
Caractéristique	Dans la fabrication de l'acier inoxydable de haute qualité, de la santé et de longue usage. Poignée, facile et amusant opération
Couleur	Selon vos besoins
MOQ	Impression générale
Délai de livraison échantillon	3-5 jours
Emballage	White box / boîte de couleur
Délai de livraison en vrac	30 jours après l'échantillon confirmé
Conditions de paiement	T / T
ports d'exportation	FOB Shenzhen
OEM / ODM	1) conçoit sur mesure, matériaux, tailles, couleurs à choisir 2) Nous offrons R & amp; D (lignes) Conception des Services gratuit
traitement de LOGO	Stickers, logo de laser, motif gravé, des tirages de soie, logo moulé, logo en relief
Téléphone	0755-33221366 33221399





Bureau



Sample Room 1



Sample Room 2



Équipe



Équipe



Équipe

1. Q: Comment les clients peuvent acheter des produits E-BON?

A: Nos clients peuvent envoyer des e-mail à sales@szebon.com, ceci est notre messagerie d'entreprise. En outre, les clients peuvent appeler 86-0755-33221366 nous dit de développer le projet, ou si ils sont intéressés par les produits et services. Nos équipes d'affaires toute la journée d'attente pour les clients.

2. Q: Où est le principal marché de produits E-BON?

A: Nos principaux marchés sont l'Europe et les États-Unis, nous sommes donc très familier avec les besoins et les exigences de ce marché. Nous pouvons offrir à nos clients des conseils professionnels et un service d'aiguillage. Dans le même temps, nous allons lancer de nouveaux produits sur la base des changements dans les marchés européens et américains pour aider nos clients à mieux explorer le marché. En outre, nous avons également étendu en Russie, en Asie et en Amérique du Sud.

3. Q: Quelle est la quantité minimum de commande? Combien de temps est le délai de livraison?

R: Peu importe MOQ et délai de livraison doivent se référer au produit spécifique. Notre MOQ est typiquement 1000, tandis que la quantité de déchets, nous calculons les articles en conformité avec l'ensemble du cabinet. Délai de livraison est de 30 jours.