

Éléments	Pichet de faire mousser le lait inox
Matériel	Acier inoxydable Steel304(18/8)
Caractéristiques	Volume: 500ml, 16OZ. Poids net: 250 g Lavable au lave-vaisselle Répondre à FDA et LFGB standard. Haute qualité en acier inoxydable 304(18/8) Lait mousse ou de la vapeur pour lattes
Couleur	Selon vos besoins
MOQ	1000sets
Délai d'exécution témoin	3-5 jours
D'emballage	Blanc boîte/boîte de couleur
Délai d'exécution en vrac	30 jours après l'approbation d'échantillon
Conditions de paiement	T/T
Port d'exportation	FOB Shenzhen
OEM/ODM	1) conçoit sur mesure, matériaux, dimensions, couleurs disponibles 2) service de dessin libre fourni par notre departmet RD
Transformation de LOGO	Logo autocollant, logo Laser, logo de la gravure, logo d'impression de Silk, Debossed logo, logo en relief
Téléphone	0755-33221366 33221399













03

Company Tour

E-BON



04

FAQS

E-BON

1. q: Comment les visiteurs peuvent acheter les produits E-BON?

R: nos clients peuvent envoyer des email à sales@szebon.com, qui est notre courriel d'affaires. Alternativement, clients peuvent composer 86-0755-33221366 pour nous faire part des projets à développer, ou les produits qu'ils sont intéressés. Notre équipe vous attend les visiteurs tout au long de la journée.

2. q: Où est le principal marché pour les produits E-BON?

R: notre marché principal est l'Europe et l'Amérique, alors nous sommes tout à fait familiers avec les exigences et les besoins de ce marché. Nous pouvons offrir à nos clients notre service professionnel de consultation et de recommandation. En même temps, nous allons lancer de nouveaux produits sur la base de l'évolution des marchés européens et américains, d'aider nos clients à mieux exploiter le marché. En outre, nous avons également élargir les marchés en Russie, en Asie et en Amérique du Sud.

3. q: Quelle est la quantité d'ordre minimum? Quel est le délai de livraison?

A: les deux MOQ et délai de livraison devront faire référence à des produits spécifiques. Notre MOQ est habituellement 1000pcs, et la quantité de notre produit corbeille est calculée selon le cabinet entier. Le délai de livraison est dans les 30 jours.